

MEDYCZNE ŁÓŻKO DO MASAŻU

Instrukcja obsługi codziennego użytkowania

Intensywność stref 1 do 5 może być zmieniana przez klawisz <i>Master Control</i>	
STREFA 1 (ZONE1)	Aktywuje strefę głowy
STREFA 2 (ZONE2)	Aktywuje strefę kręgow szyjnych
STREFA 3 (ZONE3)	Aktywuje strefę kręgow szyjnych
STREFA 4 (ZONE4)	Aktywuje strefę kręgow lędźwiowych
STREFA 5 (ZONE5)	Aktywuje strefę kończyn dolnych (stóp)
KLAWISZ <i>Complete</i>	Aktywuje strefy 2 do 5. Dzięki klawiszowi <i>Master Control</i> może być równocześnie zmieniana intensywność stref 2 do 5
KLAWISZ <i>IR1</i>	Zmienia równocześnie intensywność promieniowania podczerwonego poduszki pod plecy i kark
KLAWISZ <i>IR2</i>	Zmienia intensywność promieniowania podczerwonego poduszki strefy kończyn dolnych
<i>INT</i>	Świeci, jeśli tryb „intensywność” jest aktywowany
<i>TIME (CZAS)</i>	Świeci, jeśli tryb „czas” jest aktywowany
<i>PROG</i>	Świeci, jeśli tryb „program” jest aktywowany
KLAWISZ <i>Program</i>	Jednorazowe aktywowanie włącza Program 1. Aktywacja kolejnych programów 2 do 16 odbywa się przez użycie klawisza <i>Master Control</i>
<i>DISPLAY</i>	Wyświetlacz programu, czasu i intensywności
KLAWISZ <i>Master Control</i>	Indywidualne ustawienia: plus i minus (+/-)
KLAWISZ <i>Off</i>	Kończy wszystkie funkcje. Migający LED „On” wskazuje nadal gotowość do użycia

Terapeutyczne programy masażu wg Dr Stutz

PROGRAMY PODSTAWOWE		
PROGRAM P01	Rozgrzewanie	Do rozgrzewania, do odprężenia muskulatury
PROGRAM P02	Intensywny masaż mięśni	Złagodzenie bólu i napięcia mięśni; orzeźwiający; wspomaga fizyczne samopoczucie; pobudza przemianę materii
PROGRAM P03	Pobudzenie układu limfatycznego	Pobudzenie krążenia limfatycznego; rozkład końcowych produktów przemiany materii; pobudzenie odtruwania; eliminacja toksyn; odkwaszanie organizmu; wspieranie krążenia w żyłach
PROGRAM P04	Masaż oklepywaniem	Usuwanie skurczy mięśni; stymulacja krążenia
PROGRAM P05	Odprężenie	Głębokie odprężenie; redukcja stresu oraz pozyskiwanie nowej energii; aktywacja kuracji wewnętrznej; pomaga przy problemach ze snem
PROGRAM P06	Stymulacja strefy kończyn dolnych	Redukcja bólu; przy problemach z krążeniem w podudziu i stopach; pobudzenie krążenia limfatycznego i krwi; wzmocnienie systemu odpornościowego
PROGRAMY MEDYCZNE		
PROGRAM P07	Usuwanie zmęczenia (spięte ciało)	Przy bólach pleców oraz skurczach w obrębie mięśni grzbietu; usuwanie twardości mięśni
PROGRAM P08	Mocne bóle pleców	Przy mocnych bólach pleców w obrębie odcinka lędźwiowego, w rwie kulszowej; zastosowanie przy bólach w lędźwiach; przy kurczach w łydkach
PROGRAM P09	Odprężenie karku	Przy natężonych bólach głowy, migrenie oraz skurczach mięśni szyi; przeciw bólom w łopatce
PROGRAM P10	Mobilizowanie stawów	Przy bólach stawów; artroza (choroba zwyrodnieniowa stawów) i reumatyzm; przy osteoporozie
PROGRAM P11	Ujędrnianie tkanki organicznej	Pobudzenie krążenia limfatycznego; wspomaganie odtruwania; eliminacja toksyn oraz odwadnianie tkanki; ujędrnianie tkanki łącznej; pomaga przy problemach z cellulitem
PROGRAM P12	Aktywowanie przemiany materii	Pobudza przemianę materii, np. przy problemach z wagą, przeciw zaburzeniom żołądkowym; do leczenia przy obrzmiałych nogach
PROGRAM P13	Regeneracja przy uprawianiu sportu	Szybsza regeneracja organizmu po uprawianiu sportu i wysiłku fizycznym; redukuje ból mięśniowy (zakwasy); wspomaga rozkład końcowych produktów przemiany materii
PROGRAM P14	Pobudzenie trawienia	<i>-Przeprowadzenie tego programu w pozycji leżenia przodem (na brzuchu)-</i> Pobudzenie czynności jelit przy problemach z trawieniem; przyspiesza krążenie narządów wewnętrznych; stymuluje mięśnie brzucha
PROGRAM P15	Głębokie odprężenie	Redukowanie stresu oraz odprężenie; przy problemach z zasypianiem lub przesypianiem nocy
PROGRAM P16	Aktywny sport	Rozgrzewka i ćwiczenia rozluźniające po wysiłku sportowym; aktywuje muskulaturę; koi bóle mięśni oraz zmniejsza skurcze; redukuje ból mięśniowy (zakwasy); szybsza regeneracja